



Fijador Externo Temporal

✓ *Rapido*

✓ *Versatil*

✓ *Listo para usar*

Intuitivo. Listo

citieffe[®]
Essential moves in Trauma




Dolphix®

Fijación externa temporal de los huesos largos, pelvis y pie

- ✓ **NO NECESITA LLAVE**
un implante sin instrumental
- ✓ **TODOS LOS COMPONENTES**
están disponibles en kits esterilizado o en envoltorios individuales esterilizados
- ✓ **DIFERENTES CONFIGURACIONES**
con 1 solo fijador
- ✓ **TODAS LOS CABEZALES**
bloqueados manualmente y comprobadas a simple vista

CONTROL DE DAÑO


Tornillo con triple diámetro



Ejemplo de caso clínico Fractura diafisaria de tibia y fibula

Hombre, 22 años, (DCHA) (IZQ)


06/01/2016
08:18 PM



06/06/2016
08:08 AM



11/03/2016



Cortesía del Prof. Max Morandi,
MD, FACS, Dept. of Orthopedic
Surgery Louisiana State University
Health Sciences Center,
Shreveport, LA

Información de seguridad en RM

Un paciente con este dispositivo puede someterse a exploraciones sin peligro si se cumplen las siguientes condiciones:

- campo magnético estático de 1.5 tesla o 3 Tesla;
- gradiente espacial máximo de 30 T/m;
- máxima tasa de absorción específica promediada para todo el cuerpo de 1 W/kg *

* La información completa de seguridad de RM está archivada en Citieffe