

**ST.A.R.90 F4 Codo**

# Fijador Externo Articulado Codo



Fijador Externo estable unilateral

Flexión y extensión controlada

Fácil de usar, discreto

*Movimiento  
guiado del codo  
de manera estable*

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential moves in Trauma

## ST.A.R.90 F4 Codo

Lesiones agudas del ligamento o de la articulación del codo (dislocaciones inestables, fracturas inestables, fracturas multi fragmentarias relacionadas con una osteosíntesis interna), lesiones crónicas articulares del codo (inestabilidad del codo y rigidez)

- ✓ Fijador del codo Universal y Unilateral (Derecho e Izquierdo)
- ✓ Posicionamiento versátil de los tornillos óseos
- ✓ Tornillos óseos corticales autoperforantes de doble diametro
- ✓ Distracción articular controlada micrométricamente

Componente articular radiotransparente para una visualización óptima con rayos X



Ejemplo de caso clínico  
Dislocación de la fractura  
del codo



Pre-op



Post-op



Remoción del fijador

## Referencias bibliográficas

Maniscalco P, Pizzoli AL, Renzi Brivio L, Caforio M. Hinged external fixation for complex fracture-dislocation of the elbow in elderly people. *Injury*. 2014 Dec;45 Suppl 6:S53-7.

