



# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andador rollator híbrida vino

Código: M340-020

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Plegable
- Ultra compacta
- Incluye porta bastón
- Asiento nylon tipo malla deportiva
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Llantas sólidas 8" x 1.5" PVC / desmontables
- Altura ajustable 85-98 (5 niveles en puños)

### VENTAJAS

- Descansapiés con clip de fijación, facilita su uso y previene su extravío.
- Cuenta con bolsa para guardar objetos pequeños que puede plegarse sin necesidad de quitarla.
- Súper ligera y compacta haciendo muy fácil su traslado.



## Andador rollator híbrida azul

Código: M340-021

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Plegable
- Ultra compacta
- Incluye porta bastón
- Asiento nylon tipo malla deportiva
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Llantas sólidas 8" x 1.5" PVC / desmontables
- Altura ajustable 85-98 (5 niveles en puños)

### VENTAJAS

- Descansapiés con clip de fijación, facilita su uso y previene su extravío.
- Cuenta con bolsa para guardar objetos pequeños que puede plegarse sin necesidad de quitarla.
- Súper ligera y compacta haciendo muy fácil su traslado.

# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andador plegable color plata

Código: EA100101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio pulido
- Color plata o bronce
- Estructura plegable y altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg



## Andador plegable color bronce

Código: EA100102C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio pulido
- Color plata o bronce
- Estructura plegable y altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andador de doble apoyo sin ruedas

Código: EA100201C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.



## Andador de doble apoyo con ruedas

Código: EA100202C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andador de doble apoyo con ruedas

Código: EA200101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

### ¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.



## Andador infantil de aluminio

Código: EA200801Q

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Color plata anodizado
- Plegable, tubo "H" con doble soporte y altura ajustable
- Ruedas sólidas 5 x 1"
- Peso Máximo de usuario: 50 kg



# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andador infantil plegable con ruedas

Código: EA700101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Hecha de aluminio anodizado
- Plegable
- Altura ajustable a 6 niveles
- Puños de PVC antiderrapantes
- Ruedas sólidas de 5"
- Regatones anti-derrapantes



## Andador plegable ultraligero

Código: EA900901K

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Estructura compacta y plegable de aluminio
- Mango telescópico con sistema regulable de altura de PVC
- Ruedas sólidas de 5x1"
- Regatones de goma antideslizante resistentes al desgaste
- Barra transversal plegable que brinda un tamaño extremadamente compacto
- Capacidad que soporta: 100 Kg



## Andador de rodilla rollator

Código: ER800101M

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Hecha en acero esmaltado
- Estructura desmontable
- Altura ajustable a 9 niveles en manubrio
- Asiento acojinado de vinil, ajustable 8 niveles de altura (42-59 cms)
- Puños de plástico
- Ruedas sólidas 7.5 x 1", Frenos manuales en puños, Canastilla de acero
- Peso: 100 kg

# ANDADORES

Adultos Mayores



## Andadera Rollator de Lujo

Código: SC-777B

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Funciona como andadera y silla de ruedas de traslado
- 4 llantas grandes y gruesas que disimulan los desniveles del piso
- Plegable lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Canastilla portaobjetos de red en la parte inferior del asiento
- Frenos de cable en las ruedas traseras
- Asiento y respaldo acojinado
- Peso máximo de usuario: 120 kg

### ¿Quién debe de usarlo?

c Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

### ¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.