



BASTONES

Adultos Mayores



Regatón todo terreno ERGO CAP de alto desempeño

Código: 862821000009

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- El ERGO CAP de alto rendimiento es un regatón para bastón de goma avanzada, multifuncional y duradera, diseñada para imitar la articulación del tobillo/pie mediante su diseño patentado único de cuatro alas, para ofrecer máxima estabilidad, seguridad y comodidad.



Regatón todo terreno ERGO CAP Ultralite

Código: 862821000023

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- El ERGO CAP Ultralite es un regatón para bastón de goma avanzada, multifuncional y duradera, diseñada para imitar la articulación del tobillo/pie mediante su diseño patentado único de cuatro alas, ofreciendo máxima estabilidad, seguridad y comodidad.
- Posee las mismas características que la versión de Alto Rendimiento, pero está construido en un diseño más ligero y compacto.

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón Ergocane para adulto con sistema para regular la altura

Código: ERGOCANE

Marca: Ergoactives

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio grado médico.
- Ajustable a diferentes alturas desde 71cm hasta 107cm.
- Tapón que proporciona mayor estabilidad y balance durante la marcha.
- Capacidad 110kg
- Talla: Universal

¿Quién debe de usarlo?

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad en la marcha.
- Uso postquirúrgico.

Color: ● ERGOCANECAFE

Color: ● ERGOCANECARBON

Color: ● ERGOCANEGR

Color: ● ERGOCANENEGRO



Bastón de mango curvo

Código: EB010101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Altura ajustable
- Seguro antivibración
- Regatones antiderrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón Tucane para adulto con diseño similar a la cadera humana

Código: ERGOTUC

Marca: Ergoactives

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en fibra de vidrio y aluminio.
- Mango anatómico antideslizante y anti vibración.
- Tapón Ergocap que imita la articulación del tobillo.
- Bastón con diseño de cuello receptor de cargas que absorbe los impactos ejercidos por el usuario hacia el piso y viceversa, impidiendo que las cargas se trasladen a la persona.
- Mango anti impacto que reduce la carga sobre la mano, codo y hombro.
- Talla: Universal

¿Quién debe de usarlo?

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad durante la marcha pero evitando arrastrar los pies.
- Post-cirugía de cadera.
- Capacidad 110kg

Color: ● ERGOTUCNARAN

Color: ● ERGOTUCNEGRO



Bastón de 1 apoyo con cuello de ganso

Código: EB020101

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Altura ajustable a 10 niveles
- Seguro antivibración
- Regatones antiderrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg
- Talla: Universal

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón de 4 apoyos con doble cuello

Código: SC-664
Marca: Confecciones Turkimex
Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de lujo en aluminio
- Puños acolchados de goma-espuma para proporcionar mayor comodidad y seguridad
- Fabricado en resistente aluminio con base ligera de acero de 4 apoyos que brinda mayor estabilidad y seguridad al usuario
- Ajuste giratorio de la base para usar del lado izquierdo y/o derecho
- Anillo con rosca de seguridad
- Regatón antiderrapante de hule de alta duración
- Espesor de aluminio de 1.3 mm para mayor capacidad de carga
- Ajuste de altura 6 niveles. Botón para ajuste
- Seguro anti-vibración
- Altura: min 70cm, max 105cm
- Soporta hasta 100 kg

¿Para qué sirve?

- Ideal para fácil incorporación, proporciona soporte y estabilidad



Bastón un apoyo con mango francés

Código: EB030301
Marca: Eko Mobility
Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio esmaltado.
- Altura ajustable a 10 niveles.
- Seguro antivibración.
- Regatón anti-derrapante
- Puño de goma suave.
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Talla: Universal

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón un apoyo con mango francés

Código: EB03080

Marca: Eko Mobility

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de aluminio.
- El mango está hecho de plástico.
- El largo máximo del bastón es de 98cm.
- El peso máximo que soporta es de 100kg.
- Extensible.
- Talla: Universal

Color: ● EB030802

Color: ● EB030803

Color: ● EB030804



Bastón de 1 apoyo plegable

Código: M320-022

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

CARACTERÍSTICAS

- Mango ergonómico
- Plegable
- Base articulada con suspensión y triple regatón
- Cuerpo de Aluminio
- Altura Ajustable
- Sujetador de muñeca incluido
- Resistencia: 130 kg

Color: ● M320-022

Color: ● M320-023