





Soporte de codo con colchoneta de silicona lateral y soporte de la muñeca

Código: Epi-hit 07505

Marca: Sporlastic

Color: 

INDICADO PARA:

- Conservador/postoperatorio.
- Epicondilitis humeral lateral/medial (codo de tenista, codo de golfista).

EFFECTO:

- Alivio del músculo afectado en la inserción del tendón a través de la acumulación de presión específica.
- Activación del metabolismo intramuscular a través del masaje friccional.
- Estabilización de la muñeca (apoyo para la muñeca), reduce la actividad que desencadena el dolor de los músculos extensores.

CARACTERÍSTICAS:

- Almohadilla interior rugosa.
- Regulación de presión sencilla.
- Ajuste anatómico.
- Las correas se pueden acortar.
- Correas de cierre con tope deslizante.
- Talla: Universal



Soporte de codo con insertos de silicona y refuerzos laterales

Código: Epidyn Stabil 07517

Marca: Sporlastic

Color: 

INDICADO PARA:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Epicondilitis humeral lateral/medial (codo de tenista, codo de golfista).
- Inestabilidades laterales de los ligamentos.
- Artrosis y artritis.

EFFECTO:

- Relajamiento y estabilización del codo por medio de compresión.
- Mejora propiocepción y metabolismo.
- Descongestión y regeneración del tejido dañado.
- Reducción de irritación al inicio del tendón.
- Corrección de la dirección de tracción patológica en la inserción del músculo.

CARACTERÍSTICAS:

- Confortable de colocarse por sus cierres de velcro.
- La compresión de la parte superior del brazo puede ser controlada por medio del cierre de velcro.

Talla: **S** 21 - 23 cm

Talla: **M** 24 - 26 cm

Talla: **L** 27 - 29 cm

Talla: **XL** 30 - 32 cm

Talla: **XXL** 32 - 34 cm



Soporte de codo, con colchón de silicona Air-Matrix y tensionador circular para compresión y fricción

Código: Epidyn Supreme 07337

Marca: Sporlastic

Color: 

INDICADO PARA:

- Conservador/postoperatorio.
- Epicondilitis humeral lateral/medial (codo de tenista, codo de golfista).
- Osteoartritis.
- Laxitud de los ligamentos.
- Esguince de codo.
- Condiciones inflamatorias (por ejemplo, después de fracturas y/o operaciones).
- Condiciones reumatológicas.

CARACTERÍSTICAS:

- Almohadilla de silicona SPORLASTIC AIR- MATRIX: Almohadilla de silicona perforada, transpirable, ligera, con forma anatómica y rugosa para masaje de estimulación y fricción.

Talla: XS 22 - 24 cm

Talla: S 24 - 26 cm

Talla: M 26 - 28 cm

Talla: L 28 - 30 cm

Talla: XL 30 - 32 cm

Talla: XXL 32 - 34 cm



Banda epicondilitis, soporte para codo de tenista

Código: 2356160461280

Marca: Medway

Color: ●

- Soporte de codo para tenista con gel.
- Confeccionada en neopreno perforado para mayor frescura.
- Cojinete de compresión y sistema de ajuste por medio de banda de cierre por contacto

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicaciones: Ideal para disminuir el dolor ocasionado por epicondilitis, generando una mejor flexibilidad y pronta rehabilitación.
- Amplio recuadro de gel para mayor y mejor soporte.
- Sus suaves materiales lo hacen muy confortable y fácil de colocar debido a su diseño.
- Talla Universal: Debido a su diseño y velcro, se puede adaptar a la gran mayoría de las tallas.



Banda epicondilitis, soporte para codo de tenista

Código: 2356160461297

Marca: Medway

Color: ●

- Ideal para disminuir el dolor ocasionado por epicondilitis, generando una mejor flexibilidad y pronta rehabilitación.
- Debido a sus suaves materiales lo hacen muy confortable y fácil de colocar.

CARACTERÍSTICAS:

- Almohadilla de masaje cómoda para el músculo del codo.
- Ligera y fácil uso.
- Talla: Universal

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Abra la abrazadera del soporte.
2. Coloque el soporte en el brazo hasta que la almohadilla de compresión del tendón esté aproximadamente a 1 pulgada (2 cm) por debajo del área más dolorosa del codo, pero no directamente en el lugar.
3. Ajustese con la lengüeta de velcro pero no lo apriete demasiado. Reajuste si es necesario.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

1. *Los velcros no se deben mojar.
2. Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



Soporte para codo post-operatorio graduable telescópico izquierdo

Código DERECHA: 2356160461297

Código IZQUIERDA: 2903457842415

Marca: Medway

Color: ●

- Para aplicaciones no quirúrgicas, esguinces y roturas de ligamentos colaterales y transposición del nervio cubital. Puede usarse después de la extracción temprana del yeso para estabilizar fracturas y para inmovilización post-operatoria.
- Las bisagras de aluminio son telescópicas y la longitud se puede ajustar de 13" a 17" según el tamaño del brazo del paciente.
- El diseño ayuda a una buena ventilación del área y resistencia al deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil uso para controlar el rango de movimiento.
- Telescópica para ajustar la longitud deseada.
- Acojinado interior cómodo.
- Talla: Universal

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

1. NO SUMERGIR EN AGUA, contiene partes metálicas.
2. Los velcros no se deben mojar.
3. Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo sólo la parte suave (NO en la férula de aluminio), con jabón suave y agua a temperatura ambiente, dejar secar a la sombra, no secar en máquina secadora, ni planchar. El aluminio no se puede remover. NO se recomienda lavar frecuentemente.



Codera ajustable

Código: 6012956268155

Marca: Medway

Color: ●

- Ideal para esguinces de codo, tendinitis y artritis.
- Genera soporte a codos adoloridos, débiles o lesionados.

CARACTERÍSTICAS:

- Doble correa de ajuste.
- Codera abierta.
- Talla universal.
- Fácil uso.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Desabroche ambas correas de velcro.
2. Coloque el brazo en el soporte con el logo colocado en la parte superior del brazo.
3. Finalmente, ajuste las correas alrededor del brazo, por encima y por debajo del codo.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

1. *Los velcros no se deben mojar.
2. Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



Codera elástica con cojín de gel y correa de ajuste

Marca: Medway

Color: ●

Codera para tendinitis, artritis, bursitis, lesiones de codo de golfistas y tenistas. Tratamiento que alivia el dolor y ayuda a la recuperación en la articulación del codo.

CARACTERÍSTICAS:

- Cojín de gel.
- Ajuste adicional con correa.
- Muy cómoda.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Introduzca su codo dentro de la codera, jalando proporcionalmente la codera sobre su brazo.
2. Centre la codera en su codo y ajuste la almohadilla de gel en la zona del dolor.
3. Alise cualquier arruga de la codera.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

1. *Los velcros no se deben mojar.
2. Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.

Talla:	S	6033760423127
Talla:	M	6033760423141
Talla:	L	6033760423165



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.