



CORSETS

Adultos Mayores



Corset Jewett

Marca: Ortobionika

Color: ☐

Un corset Jewett es una ortesis dorso lumbo sacra, que aporta cierto grado de inmovilización de la columna, impidiendo la flexión torácica y movimientos antero posteriores, pero permitiendo flexionar por la zona de la cadera.

Está diseñado especialmente para mantener la columna dorsolumbar en hiperextensión aumentando la lordosis lumbar y se basa en la aplicación de tres puntos de presión: dos de ellos ejercen la fuerza en la misma dirección; uno a la altura del esternón y otro a la altura del pubis por la cara anterior, y un tercer punto ejerce una contra fuerza de dirección opuesta a los anteriores sobre la zona dorsolumbar.

Todas las placas de apoyo están acolchadas para proporcionar mayor comodidad al paciente, así como las bandas laterales tienen formas rectas para una buena regulación vertical.

COMPOSICION:

- Fabricado en aluminio de alta calidad.
- Cuenta con soportes laterales y centrales.

Talla:	S	2333200
Talla:	M	2333300
Talla:	L	2333400
Talla:	XL	2333500

CORSETS

Adultos Mayores



Corset Taylor

Marca: Ortobionika

Color: ●

El corset de Taylor proporciona un soporte completo y una cobertura integral a las secciones de la columna torácico-lumbo-sacra.

La inmovilización de la columna se logra con las dos barras paraespinales rígidas, que evitan tanto la férula pélvica evita la rotación de la parte superior del torso.

COMPOSICION:

- Fabricado de aluminio de alta calidad.
- Cuenta con cintas y peto para su ajuste.

Talla:	S	2331200
Talla:	M	2331300
Talla:	L	2331400
Talla:	XL	2331500



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.