

EQUIPO DE CONTROL

**Baumanómetros,
Glucómetros y Oxímetro**



BAUMANÓMETROS

Adultos Mayores



Baumanómetro digital automático para brazo con memoria 4x30 e indicador OMS

Código: HSE-BP-102

Marca: ADC

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Memoria de medición: 4 grupos con 30 registros
- Circunferencia del brazalete: 22 a 36 cm
- Número de piezas: 3



Baumanómetro aneroida ADC Obeso

Código: 760-12XBK

Marca: ADC

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro esmalte negro 300 mmHg
- Mango de nylon con sistema propio de guía de tamaño marcado, para evitar errores.
- Resiste el uso intensivo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado.
- Maletín de cuero con cremallera de nylon resistente.
- Libre de látex.

BAUMANÓMETROS

Adultos Mayores



Baumanómetro aneroide pediátrico

Código: 760-9CAD

Marca: ADC

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Un aliado para la medición arterial de bebés y niños pequeños.
- Contiene:
 - Manómetro de precisión.
 - Perilla de látex color negro.
 - Brazalete fabricado en nylon resistente con estampado de animales.
 - Sistema de inflación profesional.
 - Estuche con cierre para transportarlo.



Baumanómetro aneroide ADC

Código: 760-G

Marca: ADC

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro esmalte negro 300 mmHg.
- Manguito de nylon con sistema propio de guía de tamaño marcado, para evitar errores.
- Resiste el uso intensivo.
- Válvula de liberación de aire de latón cromado.
- Maletín de cuero con cremallera de nylon resistente.
- Libre de látex.

BAUMANÓMETROS

Adultos Mayores



Baumanómetro aneroide ADC

Código: SLI-HS-50B

Marca: ADC

Color: ●

CON ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA

- Baumanómetro Aneroide.
- Manómetro de aleación de aluminio especial.
- Brazaletes de nylon clásico.
- Cámara de aire de PVC de dos tubos para adulto.
- Pera de PVC estándar.
- Válvula liberadora de aire grande con muelle.
- Válvula de alivio de la bombilla cónica.
- Estetoscopio de doble campana.
- Campana fabricada a base de aluminio anodizado.
- Tubo simple de PVC.
- Olivas blancas suaves.

CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con materiales de calidad que garantizan una larga vida útil.
- Es fácil de utilizar y ofrece una lectura certera del nivel de presión arterial.
- Brazaletes ajustable a las necesidades del usuario.
- Estetoscopio altamente sensible a los sonidos permitiendo realizar auscultaciones certeras.
- Ligero y práctico por lo que puede ser transportado con facilidad y usado en diversos lugares.
- Ideal para ser utilizado por médicos, estudiantes, enfermeras, etc.
- El estuche resguarda el producto facilitando su transporte.
- Alta calidad, para un mejor cuidado de la salud.



Glucómetro Sd Check Gold

Código: SDS-01GC10

Marca: SD Check

Color: ○

CARACTERÍSTICAS

- Ayuda a una precisión de glucosa en la sangre.
- El Electrodo de oro tiene mayor conductividad y estabilidad que el electrodo de carbón común, Asegura una excelente repetibilidad debido a súper precisión de corte del electrodo.

GLUCÓMETRO

Adultos Mayores



Tiras reactivas Sd Check para glucómetro SD Check, caja con 50 piezas

Código: SDS-01GS10

Marca: SD Check

CARACTERÍSTICAS

- Método de la prueba: glucosa oxidasa biosensor
- Tiempo de reacción: 5 segundos
- Tipo de muestra: sangre total o plasma
- Efectivo auxiliar en el monitoreo y control de los niveles de glucosa en sangre
- Herramienta indispensable para las personas que viven con diabetes
- Medidas indicadas en características corresponden a las del empaque
- Trabaja con: CR2032



Lancetas Benesta de 30G para glucómetro con 100 piezas

Código: CNW001

Marca: Standard Diagnostics

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con una punta fina que permite que la penetración sea superficial y resulte menos molesta para el paciente.
- Cuenta con tapa protectora para evitar pincharse accidentalmente.
- Lancetas fabricadas con agujas delgadas.
- Punción capilar de acero inoxidable.
- Es un consumible esencial para aquellos que requieren conocer sus niveles de glucosa en la sangre.
- Caja con 100.
- Lanceta Estéril y Desechable.



Oxímetro de pulso para dedo con doble pantalla

Código: FPX-033

Marca: Homecare

- Ideal para terapia de oxígeno en pacientes que tienen problemas neumológicos o respiratorios.
- Ideal para ser utilizado en el hogar, hospitales, consultorios médicos, centros deportivos, etc.
- Incluye cuerda para colgar.

CARACTERÍSTICAS

- Ayudan a monitorear la apnea nocturna.
- Por su tamaño se puede utilizar en cualquier momento
- Mide el nivel de saturación de oxígeno (SpO2) de manera no invasiva.
- Mide la velocidad y fuerza del pulso en pacientes pediátricos y adultos.
- Pantalla LCD y OLED, dimensiones 6.2x3.2x3.3 cm. rango SpO2 70-99%.
- Rango PR: 30-240 bpm.
- Bajo consumo de energía.
- Trabaja hasta 40 hrs. continuas.
- Indicador de batería en pantalla.
- Apagado automático después de 8 segundos.
- Utiliza 2 baterías "AAA".



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.