



# HOSPITAL EN CASA



# HOSPITAL EN CASA

## ÍNDICE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Tanque de Oxígeno            | 3  |
| Colchones                    | 5  |
| Higiene                      | 8  |
| Sillas para ducha            |    |
| Sillas cómodo                |    |
| Barandales de seguridad      |    |
| Ayuda para mover al paciente | 13 |

# TANQUE DE OXÍGENO



# TANQUE DE OXÍGENO

Hospital en casa



## Tanque de oxígeno

Código: OX-682

Marca: Drive

### INCLUYE:

- Cilindro con carga.
- Regulador.
- Carrito.
- Mascarilla de oxígeno.
- Vaso humidificador

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Presión: 2015 PSI 139 BAR.
- Diámetro: 111.3 mm.
- Largo: 645 mm.
- Peso del cilindro: 3.5 kilos.

# CONFORT

Cojines y almohadas





## Colchón de presión alterna

Código: SC-485

Marca: Super Confort

Color: ●

Colchón de presión alterna, compuesto de burbujas de aire, particularmente cómodas, ajustándose al cuerpo del paciente.

Gracias al sistema de inflado alterno, mantiene un alto rango de comodidad y contrarresta la aparición de llagas, úlceras, fístulas, escaras, y otras heridas.

### CARACTERÍSTICAS

- Los doctores lo recomiendan para el alivio o prevención de úlceras corporales: Ideal para personas en reposo prolongado.
- Tecnología revolucionaria de elevación: Distribuye eficazmente el flujo de aire constante en todo el cuerpo para ayudar a aumentar la circulación.
- Terapia avanzada de onda del sueño: Consta de 130 celdas de aire preprogramadas que se inflan y desinflan suavemente.
- Bomba silenciosa con controles personalizables: Nominada como una de las bombas de presión más silenciosas del mercado; le permite disfrutar de una noche de sueño confortable y tranquilo.
- Colchón duradero a prueba de agua: El colchón de vinilo de grado médico, resistente al agua, fácil de limpiar y se puede colocar sobre cualquier colchón o armazón, soportando hasta 300 libras.



## Cubrecolchón

Código: CCOL

Marca: Orthodai

Color: ○

Tela con 2 caras: Una impermeable y otra afelpada para mayor comodidad del paciente con cintas para sujetar.

|        |   |                 |        |
|--------|---|-----------------|--------|
| Talla: | G | 1.40 X 1.90 MTS | CCOL-L |
| Talla: | M | 1.40 X 1.50 MTS | CCOL-M |
| Talla: | S | .80 X 1.40 MTS  | CCOL-S |

200 cm largo



90 cm ancho



## Colchón de presión alterna 5A1

Código: COLQJH5A1MS

Marca: Medical Store

Color: ●

Colchón de presión alterna de lujo anti escaras (úlceras), el más lujoso y completo del mercado. Debe de estar conectado todo el tiempo, se inflará de manera alterna. Cada 12 minutos se inflará una parte del colchón y se desinflará otra emulando movimiento y evitando llagas. No se inflará todo el colchón, se alternan las celdas en inflarse y desinflarse. El colchón debe de estar encendido todo el tiempo que lo use.

### CARACTERÍSTICAS

- Disminuye la presión sobre el cuerpo.
- 130 células de aire que brindan el máximo confort.
- Tamaño individual.
- Las solapas se doblan debajo del colchón de cama para evitar que se mueva.
- Hecho en vinil de alta resistencia.
- Impermeable.
- Debe permanecer conectado al compresor mientras está en uso.
- Peso del colchón: 2kg.
- Soporta 130 kg.

### COMPRESOR:

- Ultra silencioso, le permite dormir mientras trabaja.
- Infla y desinfla alternadamente en ciclos de 12 min.
- La perilla le permite elegir la firmeza deseada.
- Opera con 110V.
- Consumo de energía : 7W.
- Flujo de aire: 5-7 LPM.
- Incluye bracket para colocarlo en la cama.
- Medidas : 12 cm x 23.5 cm x 9.5 cm.
- Peso: 72 Kg.

**Sillas para ducha, Sillas cómodo y  
Barandales de seguridad**



# PRODUCTOS DE HIGIENE

Adultos Mayores



## Silla para ducha con respaldo y altura ajustable

Código: ED200101C

Marca: Eko Mobility

Color: ☐

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio anodizado
- Altura ajustable
- Respaldo desmontable y asiento de plástico resistente
- Regatones antiderrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg



## Banco sin respaldo para ducha con altura ajustable

Código: ED100101C

Marca: Eko Mobility

Color: ☐

El banco para de aluminio para ducha son una excelente solución para mejorar la comodidad y seguridad durante el baño, especialmente para aquellas personas con necesidades específicas de movilidad o estabilidad.

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio anodizado
- Altura ajustable y estructura plegable
- Asiento de plástico resistente anti-derrapante
- Regatones anti-derrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

# PRODUCTOS DE HIGIENE

Adultos Mayores



## Asiento cómodo para W.C.

Código: SC-N9

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

### CARACTERÍSTICAS

- Tamaño estándar
- Durable y fácil de limpiar
- Incluye bolsa y accesorio para bombear agua.
- Capacidad de bolsa de 1.9 L.
- Dimensión de la manguera 152.4cm.
- Capacidad del bacín 1.9 L



## Silla cómodo de acero esmaltado - extra ancho baño bariátrico

Código: EC900101M

Marca: Eko Mobility

Color: ●

### FUNCIONES

- Cuenta con asiento resistente y tamaño extra ancho.
- Recomendado para personas con dificultad de movimiento.
- Puede utilizarse directamente sobre el WC (siempre y cuando el espacio lo permita).
- Respaldo tubular desmontable que brinda mayor seguridad al usuario al momento de recargarse.
- Diseñado con estructura desarmable y plegable para un fácil traslado.
- Altura ajustable en 8 niveles.
- Asiento altamente resistente.
- Descansa brazos rígidos que brindan un mejor agarre.

### MATERIALES

- Fabricado en resistente acero esmaltado.
- Descansabrazos con recubrimiento en plástico rígido y respaldo tubular.
- Peso máximo: 220 kg
- Incluye asiento fabricado en plástico de alta resistencia.
- Recipiente plástico con tapa.

# PRODUCTOS DE HIGIENE

Adultos Mayores



## Silla cómodo 3 en 1 con ruedas y frenos traseros

Código: SC-820

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

- Esta es una silla 3 en 1:
- 1) Silla de Ruedas
- 2) Comodo para adulto mayor
- 3) Silla para Baño Ducha

### CARACTERÍSTICAS

- Con apoyabrazos.
- Posee bandeja de contención.
- Peso máximo soportado: 110 kg.
- El cubo se puede quitar fácilmente para limpiar, junto con el asiento, cuando la silla no está en uso, o quitar el cubo y colocar la silla directamente sobre un inodoro para evacuación asistida.

# PRODUCTOS DE HIGIENE

Adultos Mayores



## Barandal de seguridad de pared para WC

Código: SC-220

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ○

- Esta barra plegable para baño, brinda confianza y protección al adulto mayor o a cualquier persona con problemas de movilidad. Ayuda a prevenir caídas o accidentes que generalmente se presentan en el cuarto de baño, pero puede utilizarse en cualquier área del hogar que permita su instalación.

### CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un apoyo firme que ayuda al usuario a sentarse o levantarse de forma independiente, fácil y cómodamente.
- Útil cuando en el baño no contamos con alguna pared lateral cerca donde colocar una barra tradicional, esta barra plegable se puede instalar en la pared trasera, de forma que el acceso a la barra desde el inodoro sea cómodo.
- Diseño en forma de U que permite un mejor agarre, sin bordes que puedan marcar o lastimar su piel.
- Se puede plegar verticalmente para facilitar la transferencia lateral o cuando no se utiliza.
- Ideal para espacios reducidos o simplemente para aprovechar al máximo el espacio en el cuarto de baño.
- Fabricada en acero de alta resistencia, esmaltada con pintura en níquel en color blanco, ideal para cualquier tipo de decoración.
- Capacidad de soporte de hasta 100 kgs

# AYUDA PARA MOVER AL PACIENTE



# AYUDA AL PACIENTE

Hospital en casa



## Cojín giratorio de ayuda para mover a enfermos o gente postrada en cama

Código: D-7412

Marca: DLG Medic

- Este cojín ayuda a girar rápidamente de lado al paciente para cambiarlo de posición y así prevenir que se formen úlceras por presión.
- Su diseño tiene asas de sujeción para facilitar el movimiento.
- Fabricado en esponja de poliuretano de alta densidad que no se deforma y con cierto grado de suavidad para no lastimar la piel del usuario.

### QUIEN DEBE USARLO?

- Indicado para personas sin fuerza y que tienen dificultad para moverse.
- Evita que los familiares o cuidadores se lastimen al estar a cargo de un enfermo.

### CARACTERÍSTICAS;

- Forrado con tela impermeable que facilita su limpieza.
- Su funda también es: hipoalergénico, antibacterial, fungistático y retardante al fuego.



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



**@OrtedOrtopedia**

Plaza Callas  
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,  
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.