



MOVILIDAD



MOVILIDAD

ÍNDICE

Silla de Ruedas	3
Andadores	6
Muletas	13
Bastones	17

SILLA DE RUEDAS



SILLA DE RUEDAS

Adultos Mayores



Silla de ruedas de 18" fija con frenos

Código: WXC18NEFDAS

Marca: Eko Mobility

Color: ●

- Silla de ruedas fabricada en acero altamente resistente.
- Proporciona seguridad y resistencia para trasladarse cómodamente.

CARACTERÍSTICAS

- Acero esmaltado
- Descansa brazo recto fijo
- Descansapiés fijo
- Respaldo abatible
- Rueda trasera sólida con sistema de frenos en puño
- Peso Máximo de usuario: 100 kg
- Peso: 18kg



Silla de ruedas todo terreno neumática de 19"

Código: WXTT19GRUDAP

Marca: Eko Mobility

Color: ●

- Silla de ruedas fabricada en acero altamente resistente.
- Proporciona seguridad y resistencia para trasladarse cómodamente.

CARACTERÍSTICAS

- Acero esmaltado
- Descansa brazo abatible con cojín
- Descansa pie removible
- Rueda trasera neumática todo terreno y delantera 8x2"
- Rin de aluminio
- Reflectores en ruedas
- Tapicería transpirable para mayor confort
- Mayor soporte en área de espalda lumbar y asiento
- Incluye bomba y kit de reparación
- Peso máximo de usuario: 110kg
- Peso: 18.5kg

SILLA DE RUEDAS

Adultos Mayores



Silla de ruedas reclinable de 18" con múltiples posiciones

Código: EY200101

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Acero silver vein
- Sistema reclinable con manerales de inclinación
- Tapicería retardante al fuego
- Descansabrazo y descansapie desmontable
- Peso Máximo de usuario: 120 kg



ANDADORES

Adultos Mayores



Andador rollator híbrida vino

Código: M340-020

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Plegable
- Ultra compacta
- Incluye porta bastón
- Asiento nylon tipo malla deportiva
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Llantas sólidas 8" x 1.5" PVC / desmontables
- Altura ajustable 85-98 (5 niveles en puños)

VENTAJAS

- Descansapiés con clip de fijación, facilita su uso y previene su extravío.
- Cuenta con bolsa para guardar objetos pequeños que puede plegarse sin necesidad de quitarla.
- Súper ligera y compacta haciendo muy fácil su traslado.



Andador rollator híbrida azul

Código: M340-021

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Plegable
- Ultra compacta
- Incluye porta bastón
- Asiento nylon tipo malla deportiva
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Llantas sólidas 8" x 1.5" PVC / desmontables
- Altura ajustable 85-98 (5 niveles en puños)

VENTAJAS

- Descansapiés con clip de fijación, facilita su uso y previene su extravío.
- Cuenta con bolsa para guardar objetos pequeños que puede plegarse sin necesidad de quitarla.
- Súper ligera y compacta haciendo muy fácil su traslado.

ANDADORES

Adultos Mayores



Andador plegable color plata

Código: EA100101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio pulido
- Color plata o bronce
- Estructura plegable y altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg



Andador plegable color bronce

Código: EA100102C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio pulido
- Color plata o bronce
- Estructura plegable y altura ajustable
- Regatones anti-derrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

ANDADORES

Adultos Mayores



Andador de doble apoyo sin ruedas

Código: EA100201C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.



Andador de doble apoyo con ruedas

Código: EA100202C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.

ANDADORES

Adultos Mayores



Andador de doble apoyo con ruedas

Código: EA200101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio ligero
- Plegable por medio de botón central
- 4 patas con botón para regular altura y retagones anti-derrapantes
- Puños de PVC anti-derrapantes
- Peso máximo de usuario: 115kg

¿Quién debe de usarlo?

Para personas que tengan debilidad en las piernas, pero que conserven suficiente fuerza en los brazos, ya que el andador debe ser levantado y apoyado en el piso.

¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad y estabilidad al caminar.



Andador infantil de aluminio

Código: EA200801Q

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio
- Color plata anodizado
- Plegable, tubo "H" con doble soporte y altura ajustable
- Ruedas sólidas 5 x 1"
- Peso Máximo de usuario: 50 kg

ANDADORES

Adultos Mayores



Andador infantil plegable con ruedas

Código: EA700101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Hecha de aluminio anodizado
- Plegable
- Altura ajustable a 6 niveles
- Puños de PVC antiderrapantes
- Ruedas sólidas de 5"
- Regatones anti-derrapantes



Andador plegable ultraligero

Código: EA900901K

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Estructura compacta y plegable de aluminio
- Mango telescópico con sistema regulable de altura de PVC
- Ruedas sólidas de 5x1"
- Regatones de goma antideslizante resistentes al desgaste
- Barra transversal plegable que brinda un tamaño extremadamente compacto
- Capacidad que soporta: 100 Kg



Andador de rodilla rollator

Código: ER800101M

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Hecha en acero esmaltado
- Estructura desmontable
- Altura ajustable a 9 niveles en manubrio
- Asiento acolchado de vinil, ajustable 8 niveles de altura (42-59 cms)
- Puños de plástico
- Ruedas sólidas 7.5 x 1", Frenos manuales en puños, Canastilla de acero
- Peso: 100 kg

ANDADORES

Adultos Mayores



Andadera Rollator de Lujo

Código: SC-777B

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Funciona como andadera y silla de ruedas de traslado
- 4 llantas grandes y gruesas que disimulan los desniveles del piso
- Plegable lo que facilita su transporte y almacenamiento
- Canastilla portaobjetos de red en la parte inferior del asiento
- Frenos de cable en las ruedas traseras
- Asiento y respaldo acojinado
- Peso máximo de usuario: 120 kg

¿Quién debe de usarlo?

c Debe ser utilizado por personas que tengan movilidad lenta, que se cansen al caminar y que pierdan el equilibrio con facilidad.

¿Para qué sirve?

Sirve para dar seguridad al caminar y disminuir el riesgo de caídas.



MULETAS

Adultos Mayores



Muleta de aluminio

Marca: Ergoactives

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en aluminio anodizado
- Altura ajustable
- Axileras y puños PVC
- Regatones anti-derrapates
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

Talla:	Grande	EM100101M
Talla:	Mediano	EM100102M
Talla:	Chico	EM100103C



Regatón todo terreno ERGO CAP de alto desempeño (2 piezas)

Código: 8662821000016

Marca: Ergoactives

Incluye: Dos piezas

Color: ●

El ERGO CAP de alto desempeño es un regatón de bastón/muleta de goma duradera, multiusos y diseñado para imitar la articulación del pie/tobillo utilizando su exclusivo diseño patentado de cuatro alas para máxima estabilidad, seguridad y comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ERGO CAP fue diseñado para proporcionar al usuario de alto rendimiento con la estabilidad y el equilibrio en cualquier ángulo en el que se coloca.
- ERGO CAP es la única muleta punta en el mercado que emula de manera efectiva el pie y tobillo articulaciones, proporcionando una postura adecuada al tiempo que proporciona la estabilidad en cualquier ángulo.
- Contiene cuatro alerones con solapas para equilibrio y apoyo.
- Reduce la vibración y el impacto con el piso ya que está equipado con nuestro sistema de amortiguación patentado de alto rendimiento.
- Para uso en muletas o bastones Ergoactives

MULETAS

Adultos Mayores



Muleta con articulación universal Ergobaum

Código: ERGOBAUMBK

Marca: Ergoactives

Color: ●

- Las muletas Ergobaum son muletas de antebrazo diseñadas para satisfacer a todos los pacientes que por décadas se han quejado de dolores causados por el uso de muletas convencionales, equipadas con manijas ergonómicas y amortiguadoras, las cuales disminuyen la presión en las palmas de las manos.
- Las muletas ergobaum vienen equipadas con tecnología innovadora y características que permiten facilitar el proceso de recuperación del usuario. Con su diseño ergonómico reduce completamente la necesidad de colocar apoyo en las axilas.

CARACTERÍSTICAS

- Manija ergonómica que se adapta a la parte cóncava de la mano.
- Sistema de amortiguación que reduce o elimina el impacto en los hombros y en los codos al caminar. A la vez, este sistema reduce el contacto de la muleta con el suelo, lo cual provee una marcha más cómoda para el usuario.
- Correa de antebrazo, fuerte y robusta, también ajustable a la altura del usuario, lo cual permite un ajuste personalizado.
- Descansador de rodilla que permite que los pacientes reposen la pierna afectada cuando usan la muleta por largo periodo de tiempo.
- Reflectores de luz de seguridad.
- Botón de pánico que permite llamar la atención de otras personas al pasar por algún área muy transitada. Incluye un sistema de luz LED que permite al usuario tener mayor visibilidad en espacios oscuros.
- Regatón todo terreno.
- Material: Aluminio de alta calidad
- Límite de peso: 150 Kg
- Altura de la muleta ajustable: (Mínima: 107 cm - Máxima: 126 cm)
- Altura recomendable para personas: Mínima: 152 cm, Máxima: 182 cm

MULETAS

Adultos Mayores



ErgoPad - Almohadillas para muletas universales

Código: A038

Marca: Ergoactives

Color: ●

Almohadillas diseñadas para reducir la compresión y la irritación de la axila en el momento de usar muletas en las axilas. Especialmente diseñado para proporcionar a los usuarios de muletas en las axilas mayor comodidad en el momento de usar muletas para caminar.

CARACTERÍSTICAS

- La ErgoPAD es una almohadilla de tela ergonómica suave, con espuma de doble capa para comodidad lateral. Es universal al 99% de las muletas de axilas en el mercado.
- Se adapta al 99% de las muletas estándar de axilas
- Hecho de tela ergonómica de alta gama con poros que absorben el sudor.
- Se venden en pares, fácil de instalar en segundos. Asegurado con correas de velcro y cordones.
- Extremadamente ligero con cojín ergonómico Air Reservoir. La almohadilla total tiene seis partes acolchadas independientes que absorben los golpes: cuatro en la parte superior actúan como cojín para toda la parte de las axilas del cuerpo. Los otros dos cojines están en el lado de la almohadilla, uno para la sección del pecho del cuerpo y otro para los lados de las axilas.



BASTONES

Adultos Mayores



Regatón todo terreno ERGO CAP de alto desempeño

Código: 862821000009

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- El ERGO CAP de alto rendimiento es un regatón para bastón de goma avanzada, multifuncional y duradera, diseñada para imitar la articulación del tobillo/pie mediante su diseño patentado único de cuatro alas, para ofrecer máxima estabilidad, seguridad y comodidad.



Regatón todo terreno ERGO CAP Ultralite

Código: 862821000023

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- El ERGO CAP Ultralite es un regatón para bastón de goma avanzada, multifuncional y duradera, diseñada para imitar la articulación del tobillo/pie mediante su diseño patentado único de cuatro alas, ofreciendo máxima estabilidad, seguridad y comodidad.
- Posee las mismas características que la versión de Alto Rendimiento, pero está construido en un diseño más ligero y compacto.

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón Ergocane para adulto con sistema para regular la altura

Código: ERGOCANE

Marca: Ergoactives

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio grado médico.
- Ajustable a diferentes alturas desde 71cm hasta 107cm.
- Tapón que proporciona mayor estabilidad y balance durante la marcha.
- Capacidad 110kg
- Talla: Universal

¿Quién debe de usarlo?

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad en la marcha.
- Uso postquirúrgico.

Color: ● ERGOCANECAFE

Color: ● ERGOCANECARBON

Color: ● ERGOCANEGR

Color: ● ERGOCANENEGRO



Bastón de mango curvo

Código: EB010101C

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Altura ajustable
- Seguro antivibración
- Regatones antiderrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón Tucane para adulto con diseño similar a la cadera humana

Código: ERGOTUC

Marca: Ergoactives

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en fibra de vidrio y aluminio.
- Mango anatómico antideslizante y anti vibración.
- Tapón Ergocap que imita la articulación del tobillo.
- Bastón con diseño de cuello receptor de cargas que absorbe los impactos ejercidos por el usuario hacia el piso y viceversa, impidiendo que las cargas se trasladen a la persona.
- Mango anti impacto que reduce la carga sobre la mano, codo y hombro.
- Talla: Universal

¿Quién debe de usarlo?

- Pacientes de la tercera edad que requieran seguridad durante la marcha pero evitando arrastrar los pies.
- Post-cirugía de cadera.
- Capacidad 110kg

Color: ● ERGOTUCNARAN

Color: ● ERGOTUCNEGRO



Bastón de 1 apoyo con cuello de ganso

Código: EB020101

Marca: Eko Mobility

Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Altura ajustable a 10 niveles
- Seguro antivibración
- Regatones antiderrapantes
- Peso Máximo de usuario: 100 kg
- Talla: Universal

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón de 4 apoyos con doble cuello

Código: SC-664
Marca: Confecciones Turkimex
Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Acabado de lujo en aluminio
- Puños acolchados de goma-espuma para proporcionar mayor comodidad y seguridad
- Fabricado en resistente aluminio con base ligera de acero de 4 apoyos que brinda mayor estabilidad y seguridad al usuario
- Ajuste giratorio de la base para usar del lado izquierdo y/o derecho
- Anillo con rosca de seguridad
- Regatón antiderrapante de hule de alta duración
- Espesor de aluminio de 1.3 mm para mayor capacidad de carga
- Ajuste de altura 6 niveles. Botón para ajuste
- Seguro anti-vibración
- Altura: min 70cm, max 105cm
- Soporta hasta 100 kg

¿Para qué sirve?

- Ideal para fácil incorporación, proporciona soporte y estabilidad



Bastón un apoyo con mango francés

Código: EB030301
Marca: Eko Mobility
Color: ●

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio esmaltado.
- Altura ajustable a 10 niveles.
- Seguro antivibración.
- Regatón anti-derrapante
- Puño de goma suave.
- Peso Máximo de usuario: 100 kg.
- Talla: Universal

BASTONES

Adultos Mayores



Bastón un apoyo con mango francés

Código: EB03080

Marca: Eko Mobility

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de aluminio.
- El mango está hecho de plástico.
- El largo máximo del bastón es de 98cm.
- El peso máximo que soporta es de 100kg.
- Extensible.
- Talla: Universal

Color: ● EB030802

Color: ● EB030803

Color: ● EB030804



Bastón de 1 apoyo plegable

Código: M320-022

Marca: Compañía para el bienestar y la salud

CARACTERÍSTICAS

- Mango ergonómico
- Plegable
- Base articulada con suspensión y triple regatón
- Cuerpo de Aluminio
- Altura Ajustable
- Sujetador de muñeca incluido
- Resistencia: 130 kg

Color: ● M320-022

Color: ● M320-023



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.