

ORTOPEDIA CABEZA

Collarines y mentonera



COLLARINES

Adultos Mayores



Collarín blando estándar

Marca: Orthodai

Color: ○

CARACTERÍSTICAS

- Collarín tradicional fabricado en poliuretano de mediana densidad, corte anatómico y cierre de contacto.

Talla:	S	2CCB-S
Talla:	M	2CCB-M
Talla:	L	2CCB-L
Talla:	XL	2CCB-XL



Collarín ventilado

Marca: Orthodai

CARACTERÍSTICAS

- Collarín con sistema de ventilación a base de canales y tejido acanalado que facilita la transpiración.
- Ajuste por medio de cierre por contacto
- Talla: S, M, G Y XL

Color: ● CCAVN

Color: ● CCCVN

TRACCIÓN CERVICAL

Adultos Mayores



Tracción cervical para puerta

Código: TC13004DR

Marca: Drive

Color: ☐

El set de tracción cervical implica la aplicación de una fuerza suave y constante en la cabeza para alargar la columna cervical.

Este estiramiento puede ayudar a aliviar la presión sobre las raíces nerviosas y los discos intervertebrales, reduciendo así el dolor y mejorando la función.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura metálica.
- Barra metálica ajustable de 30.5 cm.
- Cuerda de tracción de 20 cm.
- Bolsa de contrapeso de 1 a 9 kg.
- Sujetador mandibular.
- Talla universal.
- Apto para lavarse en lavadora.



Mentonera universal

Código: 9818452820975

Marca: Medway

Color: ☐

Para uso en estiramiento facial, cirugía facial, implante de mentón, mentoplastia, cirugía de cuello y cirugía oral o maxilofacial.

Alta calidad en tela de compresión sin molestias. Levanta barbilla y estira el rostro. Muy cómoda. Fácil uso.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste la correa alrededor de su barbilla.
2. Coloque el velcro en la parte superior de la cabeza.
3. Asegúrese que los orificios del costado de la correa rodeen sus orejas.

CARACTERÍSTICAS

- *Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



— cirugía y ortopedia —

 **844 204 4071**



@OrtedOrtopedia

Plaza Callas
Blvd. Venustiano Carranza 5945 4,
Col. Rancho de Peña, 25210 Saltillo, Coah.