

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS



INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Talla: S 15 - 17 cm

Talla: M 17 - 19 cm

Talla: L 19 - 21 cm

Soporte de rizartrosis para la estabilización de la articulación carpo-metacarpiana

Código: Rhizo Ring Soft 07603

Marca: Sporlastic

Color: ●

Órtesis de pulgar para inmovilización

INDICADA PARA:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Postraumático.
- Inflamación degenerativa.
- Fases tempranas de una rizartrosis con tendencia hacia una subluxación.
- Síntomas funcionales en la articulación carpo-metacarpiana causado por recurrentes mal alineaciones.

EFEECTO:

- Estabilización dinámica de la articulación carpo-metacarpiana en una posición de abducción ligera.
- Amplia preservación de la movilidad del pulgar y reducción del dolor.

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte anular fabricado en plástico
- Moldeable como termoplástico.
- Ideal para uso diario.
- Material rígido para una estabilización firme.

Férula de dedo tipo baseball

Código: FG-001

Marca: Super Confort

Color: ●



CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada anatómicamente en aluminio moldeable con acojinamiento interior para mayor confort, bordes metálicos pulidos para mayor seguridad.
- Para: Fractura en falanges, esguinces, luxaciones.

Talla: Chica, mediana y grande

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Talla:	S	15 - 17 cm
Talla:	M	17 - 19 cm
Talla:	L	19 - 21 cm



Órtesis de pulgar para inmovilización

Código: Rhizo Ring 07601

Marca: Sporlastic

Color: ●

Órtesis de pulgar para inmovilización

INDICADA PARA:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Postraumático.
- Inflamación degenerativa.
- Síntomas funcionales en la articulación carpo-metacarpiana causado por recurrentes mal alineaciones.

EFECTO:

- Estabilización dinámica de la articulación carpo-metacarpiana en una posición de abducción ligera.
- Amplia preservación de la movilidad del pulgar y reducción del dolor.

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte anular fabricado en plástico
- Moldeable como termoplástico.
- Ideal para uso diario.
- Material rígido para una estabilización firme.

Inmovilizador para dedo pulgar en abducción corto

Código: FG-016

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Inmovilizador confeccionado en dubetina, con soporte metálico maleable que se ajusta al pulgar proporcionando la alineación requerida.
- Sistema de ajuste en la muñeca y pulgar por medio de bandas de cierre por contacto.

Talla: Universal

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Talla:	S	15 - 17 cm
Talla:	M	17 - 19 cm
Talla:	L	19 - 21 cm

Soporte de rizartrosis para la estabilización de la articulación carpo-metacarpiana

Código: Rhizo Splint 07212

Marca: Sporlastic

Color: ●

Órtesis de pulgar para inmovilización

INDICADA PARA:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Rizartrosis moderada con subluxación marcada.
- Artrosis de la articulación metacarpo-falangeal.
- Inestabilidad ligamentaria.
- Inflamación de ligamentos en el área del pulgar.
- Fractura previa en el área metacarpo-falangeal, 1er metacarpo y de la articulación carpo-metacarpial.

EFECTO:

- Inmovilización de una articulación artrósica e inestable carpo-metacarpiano en una posición funcional.
- Inmovilización de una articulación hipomóvil metacarpo-falangeal.
- Libre movimiento de la muñeca.
- Contracción subluxación.

CARACTERÍSTICAS:

- Inserto absorbente para el sudor.
- Material termalmente moldeable.



Férula de dedo tipo sombrilla

Código: FG-003

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada anatómicamente en aluminio moldeable con acojinamiento interior para mayor confort, bordes metálicos pulidos para mayor seguridad.
- Para: Fractura en falanges, esguinces, luxaciones.

Talla: Chica, mediana y grande

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Talla:	XS	14 - 15 cm
Talla:	S	15 - 16 cm
Talla:	M	16 - 17 cm
Talla:	L	17 - 18 cm
Talla:	XL	18 - 19.5 cm



Órtesis de pulgar para inmovilización

Código: Soporte flexible pulgar 07053

Marca: Sporlastic

Color: ●

Órtesis de pulgar para inmovilización

INDICADA PARA:

- Tratamiento conservador o post-quirúrgico.
- Lesiones en el área de la articulación metacarpo-falangeal y carpo-metacarpal.
- Inestabilidad ligamentaria ulnar y radial.
- Rizartrrosis temprana.
- Tendovaginitis stenosisans de Quervain.
- Pulgar de celular.

EFEECTO:

- Estabilización de la articulación metacarpo-falangeal.
- Reducción de dolor durante la carga.

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido libre de látex con puño sin suturas.
- Ajuste anatómico.
- Bordes muy delgados para una presión reducida y excelente confort.

Inmovilizador para dedo pulgar en abducción largo

Código: FG-017

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Inmovilizador confeccionado en dubetina , con soporte plástico semirrígido que se adapta al pulgar proporcionando la alineación requerida.
- Sistema de ajuste en la muñeca y pulgar por medio de bandas de cierre por contacto

Talla: Universal

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Talla:	XS	13 - 15 cm
Talla:	S	15 - 17 cm
Talla:	M	17- 19 cm
Talla:	L	19 - 20 cm



Soporte de pulgar

Código: Rhizo-hit 07610

Marca: Sporlastic

Color: ●

Soporte de pulgar (metacarpo-falangeal y para la articulación carpo-metacarpal), puede ser colocada derecha e izquierda.

INDICADA PARA:

- Conservador/postoperatorio.
- Lesiones, inestabilidades de los tendones en el área de la articulación metacarpofalángica y carpo- metacarpiana (por ejemplo, pulgar de esquiador).
- Artrosis del carpo radial y MCP 1.
- Rizartrrosis de moderada a severa con subluxación marcada con/sin hiper movilidad de la articulación carpo-metacarpiana.
- Tendovaginitis estenosante de De Quervain.
- Pulgar del teléfono móvil.
- Seguimiento de fracturas.

EFFECTO:

- Estabilización de la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana.
- Restricción del movimiento de la muñeca.
- Preservación de la función de agarre.

Inmovilizador de pulgar corta

Código: 9731239853426

Marca: Medical Way

Color: ●

INDICADA PARA:

- Hiperflexión (dedo doblado hacia atrás).
- Dolor por golpe en dedo pulgar.
- Lesión del ligamento colateral de la articulación interfalángica distal (articulación más cercana a la punta del dedo).

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil uso.
- Talla universal.
- Para mano derecha o izquierda.

Talla: **Universal**

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Inmovilizador de pulgar larga

Código: 9731239842314

Marca: Medical Way

Color: ●

INDICADA PARA:

- Tenosinovitis de De Quervain.
- Hiperflexión (dedo doblado hacia atrás).
- Dolor por golpe en dedo pulgar.
- Lesión del ligamento colateral de la articulación interfalángica distal (articulación más cercana a la punta del dedo).

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil uso.
- Talla universal.
- Para mano derecha o izquierda.

Talla: **Universal**



Férula de dedo tipo Stack

Código: FG-007

Marca: Super Confort

Color: ●

INDICADA PARA:

- Ideal para epicondilitis

CARACTERÍSTICAS:

- Soporte elaborado en plástico rígido con un acojinamiento en una combinación especial de materiales que lo hacen suave, ajustador elástico externo y cierre de velcro.

Talla: **1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7**

INMOVILIZADOR Y FÉRULAS

Adultos Mayores



Férula de dedo tipo ranita

Código: FG-004

Marca: Super Confort

Color: ●


INDICADA PARA:

- Fractura en falanges, esguinces, luxaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada anatómicamente en aluminio moldeable con acojinamiento interior para mayor confort, bordes metálicos pulidos para mayor seguridad.

Talla: Chica, mediana y grande



Férula de dedo con velcro

Código: FG-005

Marca: Super Confort

Color: ○

INDICADA PARA:

- Fractura en falanges, esguinces, luxaciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada anatómicamente en aluminio moldeable con acojinamiento interior para mayor confort, bordes metálicos pulidos para mayor seguridad.

Talla: Chica, mediana y grande