

GUANTES Y MUÑEQUERAS



GUANTES

Adultos Mayores



Talla: Universal

Guante de compresión para artritis

Código: 210
Marca: Corporal Secret
Color: ●

El uso de guantes para la artritis ayuda a mantener las manos calientes y proporciona una compresión suave que mejora la circulación sanguínea y reduce la hinchazón y la rigidez.

INDICADA PARA:

- Actividad diaria
- Manos frías
- Rigidez de la mano
- Deporte
- Manos hinchadas
- Artritis leve

MATERIALES:

- Guantes: Algodón, Poliéster, Spandex
- Pinza: Silicona



Talla: Universal

Guante de compresión para artritis

Código: 211
Marca: Corporal Secret
Color: ●

Se recomiendan para manos con artritis, con dolor, hinchazón y manos frías. Nos brinda compresión y ayuda a mejorar la circulación. Al mantener las puntas abiertas, podemos realizar diferentes actividades.

Los guantes para artritis de compresión de cobre con dedos abiertos están diseñados para ayudarlo a obtener el apoyo que necesita para la comodidad durante todo el día y toda la noche. Mejora la circulación y reduce la hinchazón. Guantes livianos y ajustados diseñados para ayudar a reducir los dolores musculares, tendinosos y articulares.

EXCELENTE PARA:

- Actividades diarias
- Manos frías
- Manos hinchadas
- Deporte
- Artritis leve
- Rigidez de la mano

MATERIALES:

- Nylon y cobre + spandex
- Pinza: Silicona

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm

Muñequera con fijación dorsal y fijación del pulgar para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic FX P 07559

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Tareas pesadas, como fracturas estables en el antebrazo distal o en el área metacarpiano/dedo.

EFFECTO:

- Muñequera con fijación dorsal y fijación del pulgar para inmovilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Marco volar ORGANIC con férula dorsal adicional para aumentar la fijación/inmovilización de la muñeca.
- Construcción estable de la carcasa.



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm

Muñequera con fijación dorsal para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic FX 07459

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Tareas pesadas, como fracturas estables en el antebrazo distal o en el área metacarpiano/dedo.

EFFECTO:

- Muñequera con fijación dorsal para inmovilización.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm

Muñequera con fijación de dedos y pulgares para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic DP 07359

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Conservador/postoperatorio
- Daño en la mano en el área de la muñeca y la mitad de la mano
- Para la inmovilización de la muñeca, con inmovilización de los dedos y el pulgar
- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de la muñeca con un dedo y el pulgar fijación, tales como:
 - Antes de la operación
 - Postraumático
 - Síndrome del túnel carpiano/STC
 - Condiciones inflamatorias
 - Degeneración
 - En caso de parálisis
 - Condiciones reumatológicas

EFECTO:

- Muñequera para alivio ó inmovilización.

Muñequera con fijación de dedos para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic D 07259

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Conservador/postoperatorio
- Daño en la mano en el área de la muñeca y la mitad de la mano
- Para la inmovilización de la muñeca, con inmovilización de los dedos y el pulgar
- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de la muñeca con un dedo y el pulgar fijación, tales como:
 - Antes de la operación
 - Postraumático
 - Síndrome del túnel carpiano/STC
 - Condiciones inflamatorias
 - Degeneración
 - En caso de parálisis
 - Condiciones reumatológicas

EFECTO:

- Muñequera para alivio ó inmovilización.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm



Talla 1: 13 - 18 cm

Talla 2: 18 - 21 cm

Muñequera con fijación del pulgar para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic P 07159

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Conservador/postoperatorio
- Daño en la mano en el área de la muñeca y la mitad de la mano
- Para la inmovilización de la muñeca, con inmovilización de los dedos y el pulgar
- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de la muñeca con un dedo y el pulgar fijación, tales como:
 - Antes de la operación
 - Postraumático
 - Síndrome del túnel carpiano/STC
 - Condiciones inflamatorias
 - Degeneración
 - En caso de parálisis
 - Condiciones reumatológicas

EFECTO:

- Muñequera para alivio ó inmovilización.

Muñequera para inmovilización

Código: Manu-cast® Organic 07059

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Conservador/postoperatorio
- Daño en la mano en el área de la muñeca y la mitad de la mano
- Para la inmovilización de la muñeca, con inmovilización de los dedos y el pulgar
- Todas las indicaciones que requieran inmovilización de la muñeca con un dedo y el pulgar fijación, tales como:
 - Antes de la operación
 - Postraumático
 - Síndrome del túnel carpiano/STC
 - Condiciones inflamatorias
 - Degeneración
 - En caso de parálisis
 - Condiciones reumatológicas

EFECTO:

- Muñequera para alivio ó inmovilización.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla 1: 13 - 17 cm

Talla 2: 17 - 21 cm



Talla XS: 13 - 15 cm

Talla S: 15 - 17 cm

Talla M: 17 - 19 cm

Talla L: 19 - 22 cm

Talla XL: 22 - 25 cm

Soporte de muñeca con refuerzo volar y dorsal

Código: Manu-X 07642

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Artrosis de la muñeca.
- Esguinces severos.
- Tratamiento temprano post-quirúrgico después del cambio del yeso.
- Artropatías de sobrecarga.
- Cuidado post retiro de yeso.
- Tratamiento conservador en fases tempranas de necrosis aséptica ósea del carpus.
- Mano caída.

EFFECTO:

- Estabilizante y corrector del movimiento.
- Reducción de la carga sobre hueso cárpales, cápsula articular y ligamentos.
- Fijación del carpus y libre movimiento del pulgar y dedos.

Soporte de muñeca para el síndrome del túnel carpiano

Código: Manu-hit Carpal 07233

Marca: Sporlastic

Color: ●

Con colchoneta de silicona formada anatómicamente con exposición para el túnel carpiano.

INDICADA PARA;

- Conservador/postoperatorio.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Inflamación de la vaina del tendón.
- Osteoartritis de la muñeca.
- Irritación periférica del nervio cubital
- en el canal de Guyon.
- Inmovilización postoperatoria.
- Síntomas residuales postoperatorios.

EFFECTO:

- Alivio del túnel carpiano.
- Fijación en posición funcional.
- Evitar un mayor estrechamiento de la sección transversal del túnel carpiano.
- Protección contra la irritación por presión en la zona del túnel carpiano.
- Promoción del drenaje de edemas en la muñeca y el sistema vascular.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla XS: 13 - 15 cm

Talla S: 15 - 17 cm

Talla M: 17 - 19 cm

Talla L: 19 - 22 cm

Talla XL: 22 - 24 cm



Soporte de muñeca con encierre de pulgar

Código: Manu-hit Pollex 07645

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Tratamiento conservador o post-quirúrgico.
- Lesiones de los huesos del carpo.
- Artrosis de las partes radiales del carpus.
- Artrosis, esguince y lesión ulnar lateral ligamentaria de la articulación meta-
- carpo- falangiana.
- Heridas a los escafoides.
- Síndrome de túnel carpiano.
- Inestabilidad radial de la muñeca.
- Parálisis del nervio radial con caída de la mano y mala abducción del pulgar.

EFECTO:

- Estabilización e inmovilización parcial por medio del encierre del pulgar en una posición funcional.
- Preservación de la función de agarre.
- Reducción de la carga a los huesos carpales, capsula articular y ligamentos.
- Inserto premodelado anatómico.
- Tecnología Soft-Edge para un máximo confort.

Muñequera básica boomerang larga ambidiestra de neoprenoambidiestra de neopreno

Código: WT-006

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

Muñequera de neopreno forrada, sin soporte rígido.

Ajuste de talla por medio de banda de cierre por contacto

Talla: Universal

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla XS: 14 - 15 cm

Talla S: 15 - 16 cm

Talla M: 16 - 18 cm

Talla L: 18 - 19 cm

Talla XL: 19 - 20 cm

Talla XXL: 20 - 21 cm

Soporte de muñeca dinámica para su estabilización

Código: Manudyn Pollex 07657

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA;

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Tratamiento de la inflamación crónica, post-traumática o post-quirúrgica de la muñeca con afectación al pulgar.
- Sobrecarga.
- Inflamación de la cápsula ligamentosa.
- Inestabilidad ligamentaria ulnar y radial con afectación del pulgar.
- Condiciones inflamatorias (post-traumáticas, post-quirúrgicas o relacionadas con reumatismo).

EFEECTO:

- Estabilización en una posición funcional.
- Reducción de sobrecarga.
- Activación del sistema venoso y linfático por medio de compresión.
- Reducción de inflamación y mejora reabsorción de efusiones.
- Reducción del dolor y restauración de la función de la mano.
- Soporte de silicona integrado para la relajación de la cabeza cubital.
- Fácil de colocar por el tejido mejorado en el área de la muñeca.
- Cierre elástico para una presión ajustable por medio del cierre de velcro.

Férula para muñeca ambidiestra

Código: 9731239838652

Marca: Medway

Color: ●

Férula para muñeca que genera soporte y compresión a la misma. Ideal para después del enyesado, tendinitis y lesiones de tejidos blandos.

Se puede utilizar en mano izquierda o derecha.

Es transpirable, ligera y duradera.

Tiene un soporte removible y es fácil de ajustar por medio de velcros.

Talla: Universal



MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla XS: 13 - 15 cm

Talla S: 15 - 17 cm

Talla M: 17 - 19 cm

Talla L: 19 - 22 cm

Talla XL: 22 - 25 cm

Soporte de muñeca con refuerzos volares y dorsales

Código: Manu-hit 07035

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA:

- Tratamiento conservador y post-quirúrgico.
- Después de esguinces.
- Inflamación del tendón.
- Artrosis de la muñeca.
- Síndrome de sobrecarga de la muñeca.
- Lesiones de los huesos carpales.
- Después de la remoción de un yeso.
- Pseudoartrosis navicular.
- Síndrome de túnel carpiano.
- Mano caída.
- Lunatomalacia.
- Artritis reumatoide.

EFEECTO:

- Estabilización reforzada y restricción de movimiento.
- Reducción de la carga sobre los huesos carpales y estructuras capsulo-ligamentarias.
- Bien ajustado a la anatomía.
- Fijación del carpo, con libertad de movimiento de pulgar y dedos.
- Tecnología soft-edge para un máximo confort.



Férula para pulgar larga ambidiestra

Código: 9731239838669

Marca: Medway

Color: ●

INDICADA PARA:

- Tenosinovitis de De Quervain
- Hiperflexión (dedo doblado hacia atrás)
- Dolor por golpe en dedo pulgar
- Lesión del ligamento colateral de la articulación interfalángica distal (articulación más cercana a la punta del dedo)

Talla: Universal

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla XS: 14 - 15 cm

Talla S: 15 - 16 cm

Talla M: 16 - 18 cm

Talla L: 18 - 19 cm

Talla XL: 19 - 20 cm

Talla XXL: 20 - 21 cm



Soporte de muñeca con colchón de silicona Air-Matrix para una estabilización dinámica

Código: Manudyn Supreme 07157

Marca: Sporlastic

Color: ●

INDICADA PARA:

- Conservador/postoperatorio.
- Esguinces.
- Inflamación de la vaina del tendón.
- Síntomas de tensión en la muñeca.
- Seguimiento de fracturas.
- Posterior al retiro de férulas de yeso o inmovilizaciones de yeso circulares.
- Condiciones inflamatorias (postraumáticas, postoperatorias, relacionadas con el reumatismo).

EFFECTO:

- Almohadilla de silicona SPORLASTIC AIR-MATRIX: con forma anatómica para aliviar la cabeza cubital.
- Estabilización en una posición funcional.
- Reducción de estrés.
- Activación del sistema venoso y linfático a través de la compresión.
- Reducción de la hinchazón y mejora de la reabsorción de derrames.
- Reducción del dolor y restauración de función de la mano.

Férula para muñeca con pulgar en abducción

Código: 9731239838676

Marca: Medway

Color: ●

INDICADA PARA:

- Utilizada para esguinces de muñeca, distensiones, lesiones de escafoides, lesión del ligamento colateral cubital de muñeca y Tenosinovitis de Quervain, entre otras lesiones de muñeca.
- Provee una efectiva inmovilización y protección a largo plazo, ya que cuenta con una varilla rígida y dos flexibles como complemento a su inmovilización. Por su diseño es muy cómoda y además de ser talla universal.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Talla: Universal

Muñequera elástica en banda

Código: 9703897063219

Marca: Medway

Color: ●

Genera apoyo adicional al músculo de la muñeca.

Alivia el dolor y mantiene la muñeca flexible para su movimiento natural.

CARACTERÍSTICAS:

- Compresión ajustable.
- Practicidad de uso.
- Muy cómoda.

INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- *Los velcros no se deben mojar.
- Limpiar únicamente en caso que sea realmente necesario con un trapo ligeramente húmedo, con jabón suave y agua a temperatura ambiente. Secar a la sombra. No se debe utilizar lavadora, secadora, blanqueador ni dejar al sol.



Talla S: 15 - 16 cm

Talla M: 16 - 18 cm

Talla L: 18 - 19 cm

Talla XL: 19 - 20 cm

Muñequera de bamboo tipo canillera

Código: BM-001

Marca: Confecciones Turkimex

Color: ●

INDICADA PARA:

- Ligera inestabilidad de la muñeca.
- Hinchazón en la articulación de la muñeca.
- Tensión muscular alrededor de la articulación de la muñeca.
- Compresión flexible proporciona soporte para la muñeca y mejora la propiocepción.

CARACTERÍSTICAS:

- -La tela de bambú se fabrica usando celulosa de bambú.
- -Extremadamente suave.
- -Combate de las alergias siendo hipo-alérgica.
- -Antibacterial natural.

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Muñequera con varilla ambidiestra

Código: WT-013

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en dubetina forrada, con varillas anterior y posterior para una inmovilización correcta, cuenta con orificios para pulgar en ambos extremos lo cual la hace ambidiestra, cuenta con 3 cintas para mayor ajuste.

INDICADA PARA:

- Rehabilitación de muñeca por cirugía, síndrome de túnel carpiano, inmovilización de fractura de muñeca, esguinces, contusiones y luxaciones.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande



Férula de muñeca derecha con pulgar en abducción

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada en dubetina en forro interior y con barras en muñeca anterior y posterior así como en el pulgar, cuenta con 3 correas de ajuste en muñeca y uno para pulgar.

INDICADA PARA:

- Inestabilidad en la muñeca comprometida la línea del pulgar, inmoviliza la muñeca y el pulgar en abducción, esguinces, contusiones y luxaciones.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande

Derecha: WT-025D

Izquierda: WT-025I

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Muñequera estabilizadora con barras laterales rígidas

Código: WT-044

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Férula de muñeca elaborada en elástico con barra palmar y barra dorsal abierta con cintas y cierres de velcro para un mayor y mejor ajuste anatómicamente diseñada con 15 grados en palma.

INDICADA PARA:

- Síndrome del túnel Carpiano, tendinitis, artritis, esguince o distensiones musculares (moderado a severo), fracturas no desplazadas.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande



Férula rígida de muñeca y antebrazo larga ambidiestra

Código: WT-014L

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en dubetina forrada, con varillas anterior y posterior para una inmovilización correcta, cuenta con orificios para pulgar en ambos extremos lo cual la hace ambidiestra, cuenta con 2 cintas para mayor ajuste.

INDICADA PARA:

- Rehabilitación de muñeca por cirugía, síndrome de túnel carpiano, inmovilización de fractura de muñeca, esguinces, contusiones y luxaciones.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Muñequera Boomerang

Código: FG-007

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Confeccionada en tejido elástico, transpirable, resistente y suave.
- Gran confort y comodidad

INDICADA PARA:

- Epicondilitis, tendinitis, soporte y protección para actividades diarias, contusiones de codo, procesos inflamatorios.

Talla: Universal



Férula rígida de muñeca y antebrazo larga ambidiestra pediátrica

Código: WT-033K

Marca: Super Confort

Color: ● ● ●

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado con tejido transpirable para el descanso del brazo y con apoyo en el pulgar.

INDICADA PARA:

- Inmovilización después de la reparación del brazo con apoyo del pulgar.
- Dislocación / subluxación de hombro.

Talla: Chica, mediana, grande y extra grande

MUÑEQUERAS

Adultos Mayores



Férula para muñeca en neopreno y ambidiestras

Código: WT-014L

Marca: Super Confort

Color: ●

CARACTERÍSTICAS:

- Férula para muñeca en neopreno, con barra palmar y 3 cierres de velcro, bordes ribeteados, muy cómoda y reversible.

INDICADA PARA:

- Esguince en muñeca y túnel carpiano.

Talla: Universal